

smiths medical  
bringing technology to life

# Cleo™ 90 Infusionsset



DIABETES MANAGEMENT

CozMore™

So schnell und einfach  
kann der Setwechsel sein!

Kappe abschrauben



1



2

Kanüle stechen

...und 2-3 Sekunden festdrücken

Katheter ankoppeln



360° an- und  
abkoppelbar!

3

Cleo™ 90  
Infusionsset

BESTELLINFORMATION

Bestellnr.	PZN	Beschreibung	Vorfüll- Vol. (Einh.)
21-7220-24	10204318	Insulin Set, 6mm Nadel - 60cm Katheter	0, 2
21-7221-24	10204301	Insulin Set, 6mm Nadel - 80cm Katheter	0, 2
21-7222-24	10204347	Insulin Set, 6mm Nadel - 110cm Katheter	0, 2
21-7230-24	10204324	Insulin Set, 9mm Nadel - 60cm Katheter	0, 3
21-7231-24	10204330	Insulin Set, 9mm Nadel - 80cm Katheter	0, 3
21-7232-24	10204353	Insulin Set, 9mm Nadel - 110cm Katheter	0, 3

### All-in-one:

Das patentierte Gehäuse beinhaltet Kanüle, Einführhilfe und Klebefläche. Nach Einführen der Kanüle wird die Nadel automatisch eingezogen und Stichverletzungen sind somit unmöglich.



### Easy:

Sie wählen die Einführ-Geschwindigkeit!

### Hypoallergene Klebefläche:

Gut klebend, lässt die Haut atmen, wasserabweisend – mit integrierter Abziehlasche.

### Flexibel:

Der abgerundete, flache Konnektor ist 360° an- und abkoppelbar



### Standard Luer-Lock:

Der Luer-Lock ist mit fast allen Pumpenmodellen kompatibel.



Erhältlich bei:



## **TMH MEDIZINHANDEL OHG**

medizinisch pharmazeutischer Großhandel

Helene-Kropp-Str. 1

47166 Duisburg

Fon: +49 (0)203/ 47 97 21- 0

Fax: +49 (0)203/ 47 97 21-88

E-Mail: [info@tmh-ohg.de](mailto:info@tmh-ohg.de)

[www.tmh-ohg.de](http://www.tmh-ohg.de)